

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
В ВОДНОМ РАСТВОРЕ**

Методические указания
к выполнению лабораторной работы
по дисциплине «Химия»
для студентов очной и заочной форм обучения

Севастополь
СевГУ
2022

УДК 544.355-13(076.5)
ББК 24.12я73
О-624

Р е ц е н з е н т:

Л. А. Ничкова - канд. техн. наук, доцент,
заведующий кафедрой «Техносферная безопасность»

Составитель: А.В. Львов

О-624 Определение водородного показателя в водном растворе :
методические указания к выполнению лабораторной работы и
самостоятельному изучению темы по дисциплине «Химия» для
студентов очной и заочной форм обучения технических специальностей
/ Севастопольский государственный университет, Институт ядерной
энергии и промышленности ; сост. А.В. Львов. – Севастополь : СевГУ,
2022. – 15 с. – Текст : электронный.

Целью методических указаний является оказание помощи студентам для систематизации знаний при подготовке и выполнении лабораторной работы и самостоятельном изучении темы "Определение водородного показателя в водном растворе".

УДК 544.355-13(076.5)
ББК 24.12я73

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании Ученого совета ИЯЭиП, протокол № 8 от 26 апреля 2022 г.

© ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткие теоретические положения	4
1.1. Водородный и гидроксильный показатели	4
1.2. Равновесия в растворах кислот и оснований	5
2. Экспериментальная часть	7
2.1. Лабораторная работа «Определение водородного показателя в водном растворе»	7
3. Контрольные вопросы	11
Библиографический список	12
Приложение А	13

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Водородный и гидроксильный показатели

Если концентрация ионов водорода в каком-либо растворе больше, чем в чистой воде ($>10^{-7}$), то такие растворы называют кислыми. В этих растворах $[H^+] > [OH^-]$. Если концентрация ионов водорода $[H^+] < 10^{-7}$, растворы называют щелочными, если $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ – нейтральными.

Для того чтобы удобнее характеризовать концентрацию ионов H^+ и OH^- в растворе, точнее, их активность, Бренстед ввел понятия о водородном и гидроксильном показателях. Водородный показатель, обозначаемый рН, представляет собой отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов H^+ :

$$pH = -\lg[H^+]$$

Соответственно гидроксильный показатель $pOH = -\lg[OH^-]$. Например, если $[H^+] = 10^{-4}$ моль/л, то $pH = -\lg 10^{-4} = 4$. Таким образом, в воде и нейтральных растворах $pH = pOH = 7$, в кислых растворах $pH < 7 < pOH$, в щелочных растворах $pH > 7 > pOH$. Величины рН количественно характеризуют кислотность и щелочность растворов:

рН указывает среду раствора:

0 – 3	Сильнокислая
4 – 6	Слабокислая
7	Нейтральная
8 – 10	Слабощелочная
11 – 14	Сильнощелочная

Если прологарифмировать уравнение $[H^+][OH^-] = K_b = 1,0 \cdot 10^{-14}$ и сменить знаки на обратные, получим:

$$-\lg K_b = pK_b = pH + pOH = 14 \quad \text{при } T = 298 \text{ K}$$

Определение значения рН раствора – важнейшее условие проведения аналитических реакций. Величину рН можно определить экспериментально или рассчитать. При экспериментальном определении точное значение рН измеряют на специальных приборах – рН-метрах с помощью стеклянного электрода. Менее точным, но более быстрым и доступным способом является определение рН с помощью различных кислотно-основных индикаторов. Индикаторы – это особые вещества, окраска которых зависит от рН раствора. Индикаторы могут быть из бумаги. Каждый индикатор дает возможность

определить рН в определенном интервале. Например, метиловый оранжевый при значении рН < 3 имеет розовую окраску, при рН > 4,4 – желтую, а при рН от 3 до 4,4 – оранжевую.

Универсальный индикатор, представляющий собой смесь различных индикаторов, позволяют определить рН в широком интервале значений, например, от 1 до 10, от 7 до 14. Каждому значению рН соответствует определенная окраска универсального индикатора:

рН	окраска индикатора
1	Ярко-красная
2	Красная
3	Красно-оранжевая
4	Оранжевая
5	Желто-оранжевая
6	Лимонно-желтая
7	Желто-зеленая
8	Зеленая
9	Сине-зеленая
10	Фиолетовая

Шкала окраски прилагается к сухому индикатору и к индикаторной бумаге. рН анализируемого раствора определяют, нанося каплю этого раствора на полоску индикаторной бумаги и сравнивая полученную окраску с окраской шкалы.

1.2. Равновесия в растворах кислот и оснований

рН в растворах сильных кислот и оснований.

Сильные кислоты в водных растворах диссоциируют полностью. Например, $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$. Поэтому, если известна общая концентрация сильной кислоты в растворе C_k , то легко рассчитать концентрацию ионов водорода, образовавшихся при диссоциации:

$$[\text{H}^+] = C_k \quad (1)$$

Отсюда

$$\text{pH} = -\lg C_k \quad (2)$$

Тогда

$$\text{pH} = \text{p} C_k \quad (3)$$

pH в растворах слабых одноосновных кислот и однокислотных оснований.

Мы уже рассмотрели диссоциацию одноосновной слабой кислоты и рассчитали степень ее диссоциации α .

Зная степень диссоциации, легко рассчитать pH в растворе слабой одноосновной кислоты. Пусть известна общая концентрация одноосновной кислоты C_{HAn} . Тогда концентрация ионов водорода равна:

$$[\text{H}^+] = \alpha C_{\text{HAn}}$$
$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = -\lg(\alpha C_{\text{HAn}})$$

Однако pH раствора можно определить и не рассчитывая степень диссоциации. Согласно закону действующих масс

$$\frac{[\text{H}^+][\text{An}^-]}{[\text{HAn}]} = K_{\text{HAn}}$$

Общую концентрацию одноосновной кислоты можно представить уравнением материального баланса:

$$C_{\text{HAn}} = [\text{HAn}] + [\text{An}^-]$$

В растворе одноосновной кислоты справедливо уравнение электронейтральности:

$$[\text{An}^-] = [\text{H}^+].$$

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Лабораторная работа.

Определение водородного показателя в водном растворе

Приборы и реактивы: рН-метры; стаканчики емкостью 50 мл; стеклянные палочки; безразмерные пипетки (стеклянные трубки с оттянутым концом). Индикаторы: лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый, метиловый красный, тимоловый синий, ализарин желтый, индиго – кармин, универсальная индикаторная бумага. Растворы: соляной кислоты (0,1 н.; 1 н.); уксусной кислоты (0,1 н.); едкого натра (0,1 н., 1 н.); аммиака (0,1 н.); хлорида аммония (0,1 н.).

Опыт 1. Приближенное определение рН в водных растворах при помощи индикаторов. Окраска некоторых индикаторов в различных средах

Для определения рН среды применяют так называемые кислотно-основные индикаторы. Большинство из них представляют собой слабые органические кислоты или основания, недиссоциированные молекулы которых и их ионы сообщают раствору различную окраску. Например, в присутствии недиссоциированных молекул фенолфталеина раствор бесцветен, а его ионы окрашивают раствор в малиновый цвет. Обозначив молекулу фенолфталеина, являющегося слабой кислотой, через НИнд, диссоциацию его в водных растворах выразится схемой:



раствор	малиновый
бесцветный	цвет

Если к этому раствору прибавить раствор сильной кислоты (или внести фенолфталеин в раствор кислоты), равновесие диссоциации его сместится влево, H^+ -ионы сильной кислоты почти полностью свяжут окрашенные ионы Инд^- в бесцветные молекулы НИнд и раствор обесцветится. Если же к раствору фенолфталеина прибавить щелочи (или внести фенолфталеин в раствор щелочи), то ее OH^- -ионы будут связывать H^+ -ионы фенолфталеина, равновесие диссоциации последнего сместится вправо, в сторону увеличения ионов Инд^- , и раствор окрасится в малиновый цвет.

Каждый индикатор меняет окраску раствора в определенном, характерном для него интервале значений рН, который называется областью перехода индикатора. Так, в присутствии фенолфталеина раствор бесцветен при $\text{pH} \leq 8$, а при $\text{pH} \geq 10$ имеет интенсивно малиновую окраску. Область

перехода фенолфталеина лежит интервале рН, равном 8 – 10, т.е. в щелочной среде. Независимо от того, в кислой или щелочной среде находится область перехода, форма индикатора, в которой он существует в растворах, имеющих рН меньше нижнего предела области перехода, называется его кислотной формой, а та форма, в которой существует индикатор при значениях рН выше верхнего предела области перехода, называется его щелочной формой. При значениях рН, лежащих внутри области перехода, окраска раствора получается смешанная, приближаясь по оттенку либо к кислотной, либо к щелочной форме в зависимости от рН среды.

Выполнение работы. Определить окраску кислотной и щелочной форм индикаторов, приведенных в табл. 1. Наблюдение провести в сильнокислой, нейтральной и сильнощелочной средах, чтобы в первом случае рН был заведомо ниже, а во втором – заведомо выше рН области перехода указанных индикаторов. Для этого в пронумерованные пробирки внести по 10 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты; в другие пробирки с теми же номерами – такой же объем 0,1 н. раствора гидроксида натрия и столько же пробирок с дистиллированной водой. Разместить пробирки в штативе таким образом, чтобы за пробиркой с кислотой следовала пробирка с тем же номером, содержащая дистиллированную воду и далее со щелочью. После этого в пробирки добавить по 2-3 капли перечисленных индикаторов.

Запись данных. Свои наблюдения по окраске кислотной и щелочной форм индикаторов записать прилагаемой ниже форме, где уже проставлены интервалы рН областей перехода каждого индикатора и окраска его в этой области.

Таблица 1

Наименование индикатора	рН области перехода	Окраска индикатора		
		Кислотной формы	Нейтральная среда	Щелочная форма
Бромфеноловый синий	3,0 – 4,6			
Нейтральный красный	6,8 – 8,0			
Метиловый оранжевый	3,1 – 4,4			
Метиловый красный	4,4 – 6,2			
Лакмус (бумага)	1,0 – 10,0			
Фенолфталеин	8,0 – 10,0			
Универсальный	1,0 – 12,0			
Ализариновый красный	4,6 – 6,0			

Область перехода какого из исследованных индикаторов находится ближе всего к нейтральной среде? Какие индикаторы имеют область

перехода в кислой среде? В щелочной? Вычислить рН в 0,1 н. растворе соляной кислоты? Вычислить рН в 0,1 н. в растворе гидроксида натрия.

Опыт 2. Определение рН раствора при помощи набора индикаторов основано на изменении окраски испытуемого раствора при добавлении к нему разных индикаторов. Каждый индикатор добавляется к отдельной порции раствора, и на основании окраски раствора делается оценка рН среды с точностью определения $\pm 0,5$ рН.

Выполнение работы. Получить у преподавателя 3-4 мл раствора. В чистую пробирку до 1/3 ее объема налить раствор нейтрального лакмуса, внести в него 3-4 капли исследуемого раствора и размешать палочкой, наблюдая за окраской. Если при этом раствор покраснеет, то реакция исследуемого раствора кислая, $\text{pH} \leq 5$. Посинение лакмуса покажет, что раствор имеет щелочную реакцию, $\text{pH} \geq 8$. Если окраска не меняется, раствор считают нейтральным, $\text{pH} = 7$.

Если на лакмус реакция раствора окажется кислая, уточнить рН. Взять в другую пробирку 5 капель исследуемого раствора и прибавить к нему одну каплю метилового красного. Появление желтой окраски определит рН, равное 6,2; при оранжевой окраске раствора рН индикатора составляет 4,4 до 6,2; красная окраска раствора покажет, что $\text{pH} \leq 4,4$. В этом случае следует продолжить уточнение рН. Взять снова в чистую пробирку 5 капель исследуемого раствора и добавить одну каплю метилового оранжевого. Какая окраска должна наблюдаться с этим индикатором, если рН исследуемого раствора равна 4,4? Если окраска окажется розовой, следовательно, $\text{pH} < 3,1$. Продолжить уточнение рН с тимоловый синим (первая область перехода).

В том случае, если реакция раствора на лакмус оказалась щелочная, уточнить рН, аналогично описанному выше с помощью индикаторов, область перехода которых лежит в щелочной среде, начиная с фенолфталеина или тимолового синего (вторая область перехода последнего).

Проверить у преподавателя правильность определения рН в исследованном растворе.

Опыт 3. Определение рН раствора при помощи универсального индикатора.

Для приближенного определения рН удобно пользоваться так называемыми универсальными индикаторами, представляющими собой смеси нескольких индикаторов, изменяющими окраску раствора в широком интервале рН. Бумага, пропитанная универсальным индикатором и высушенная, называется универсальной индикаторной бумагой. К пачке такой бумаги прилагается цветная шкала, показывающая какие окраски

принимает индикаторная бумага при различных величинах pH нанесенного на нее раствора.

Универсальные индикаторы применяются и в виде растворов. В этом случае предварительно готовится серия эталонов в герметически закрытых сосудах с указанием на каждом из них pH, соответствующего цвету эталона – раствора.

Выполнение работы. Получить у преподавателя раствор, pH которого требуется определить. При помощи пипетки перенести 2-3 капли этого раствора на индикаторную бумагу. Сравнить окраску еще сырого пятна, полученного на бумаге, с цветной шкалой и выбрать на ней оттенок, наиболее близкий к цвету полученного пятна. На цветной шкале приводятся окраски, соответствующие целым значениям pH, поэтому, в случае необходимости, можно по промежуточной окраске пятна ориентировочно оценивать десятые доли pH. Сделать вывод о pH исследуемого раствора и указать реакцию среды. Проверить правильность своего вывода у преподавателя.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Концентрацию ионов OH^- в растворе увеличили в 100 раз. Как изменится концентрация H^+ ?

2. Как влияет изменение температуры на значение ионного произведения воды?

3. К воде добавили раствор HNO_3 . Как изменится концентрация ионов H^+ и OH^- ?

4. Как изменится pH воды при нагревании ее от 298 до 373 K?

5. Как изменится концентрация H^+ при изменении pH раствора на единицу?

6. Как изменится концентрация OH^- ионов при изменении pH раствора от 8 до 10?

7. Вычислить концентрацию H^+ , pH и OH^- равна $7,5 \cdot 10^{-10}$ моль/л.

8. Вычислить $[\text{H}^+]$ и $[\text{OH}^-]$ в растворе, pH которого 10,5.

9. Вычислить pH 0,05 M раствора серной кислоты.

10. Вычислить pH раствора гидроксида калия, если массовая доля KOH в растворе равна 1 %, $\rho = 1$ г/мл.

11. Сколько граммов NOH потребуется для приготовления 500 мл раствора, pH которого 9.

12. В растворе какой кислоты, азотистой HNO_2 или йодноватая HIO_3 больше $[\text{H}^+]$ при равной концентрации растворов?

13. Вычислить pH 1M раствора циановодородной кислоты.

14. Вычислить pH 10 % раствора аммиака.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – М.: Юрайт, 2013. – 914 с.
2. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – М.: Интеграл-Пресс, 2004. – 240 с.
3. Рабинович В.А. Краткий химический справочник / В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; под ред. А.А. Потехина, А.И. Ефимова. – Л.: Химия, 1991. – 432 с.
4. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. / Я.А. Угай. – М.: Высш. шк., 2000. – 527 с.

Приложение А

Таблица А.1 – Стандартные электродные потенциалы металлов
в водных растворах при 25 °С (ряд напряжений металлов)

Электрод	Электродная реакция	$E^0, \text{В}$
Li^+/Li	$\text{Li}^+ + \bar{e} = \text{Li}$	-3,05
K^+/K	$\text{K}^+ + \bar{e} = \text{K}$	-2,93
Cs^+/Cs	$\text{Cs}^+ + \bar{e} = \text{Cs}$	-2,92
Ra^{2+}/Ra	$\text{Ra}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Ra}$	-2,91
Ba^{2+}/Ba	$\text{Ba}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Ba}$	-2,90
Ca^{2+}/Ca	$\text{Ca}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Ca}$	-2,87
Na^+/Na	$\text{Na}^+ + \bar{e} = \text{Na}$	-2,71
La^{3+}/La	$\text{La}^{3+} + 3\bar{e} = \text{La}$	-2,52
Mg^{2+}/Mg	$\text{Mg}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Mg}$	-2,36
Be^{2+}/Be	$\text{Be}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Be}$	-1,85
Al^{3+}/Al	$\text{Al}^{3+} + 3\bar{e} = \text{Al}$	-1,66
Ti^{2+}/Ti	$\text{Ti}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Ti}$	-1,63
V^{2+}/V	$\text{V}^{2+} + 2\bar{e} = \text{V}$	-1,19
Mn^{2+}/Mn	$\text{Mn}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Mn}$	-1,18
Cr^{2+}/Cr	$\text{Cr}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Cr}$	-0,91
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Zn}$	-0,76
Cr^{3+}/Cr	$\text{Cr}^{3+} + 3\bar{e} = \text{Cr}$	-0,74
Fe^{2+}/Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Fe}$	-0,44
Cd^{2+}/Cd	$\text{Cd}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Cd}$	-0,40
Co^{2+}/Co	$\text{Co}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Co}$	-0,28
Ni^{2+}/Ni	$\text{Ni}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Ni}$	-0,25
Mo^{3+}/Mo	$\text{Mo}^{3+} + 3\bar{e} = \text{Mo}$	-0,20
Sn^{2+}/Sn	$\text{Sn}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Sn}$	-0,14
Pb^{2+}/Pb	$\text{Pb}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Pb}$	-0,13
W^{3+}/W	$\text{W}^{3+} + 3\bar{e} = \text{W}$	-0,05
Fe^{3+}/Fe	$\text{Fe}^{3+} + 3\bar{e} = \text{Fe}$	-0,04
$2\text{H}^+/\text{H}_2$	$2\text{H}^+ + 2\bar{e} = \text{H}_2$	0
Ge^{2+}/Ge	$\text{Ge}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Ge}$	+0,01
Sb^{3+}/Sb	$\text{Sb}^{3+} + 3\bar{e} = \text{Sb}$	+0,20
Bi^{3+}/Bi	$\text{Bi}^{3+} + 3\bar{e} = \text{Bi}$	+0,23
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Cu}$	+0,34
Cu^+/Cu	$\text{Cu}^+ + \bar{e} = \text{Cu}$	+0,52
Ag^+/Ag	$\text{Ag}^+ + \bar{e} = \text{Ag}$	+0,80
Hg^{2+}/Hg	$\text{Hg}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Hg}$	+0,85
Pd^{2+}/Pd	$\text{Pd}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Pd}$	+0,99
Pt^{2+}/Pt	$\text{Pt}^{2+} + 2\bar{e} = \text{Pt}$	+1,20
Au^{3+}/Au	$\text{Au}^{3+} + 3\bar{e} = \text{Au}$	+1,50
Au^+/Au	$\text{Au}^+ + \bar{e} = \text{Au}$	+1,70

Таблица А.2 – Периодическая система Д.И. Менделеева

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	H ВОДОРОД 1,00794	3	Li ЛИТИЙ 6,94	4	Be БЕРИЛИЙ 9,01218	5	B БОР 10,81	6	C УГЛЕРОД 12,011	7	N АЗОТ 14,0067	8	O КИСЛОРОД 15,9994	9	F ФТОР 18,998403	10	Ne НЕОН 20,179	2	He ГЕЛИЙ 4,00260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2		11	Na НАТРИЙ 22,98977	12	Mg МАГНИЙ 24,305	13	Al АЛЮМИНИЙ 26,98154	14	Si КРЕМНИЙ 28,0855	15	P ФОСФОР 30,97376	16	S СЕРА 32,06	17	Cl ХЛОР 35,453	18	Ar АРГОН 39,948																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3		19	K КАЛИЙ 39,098	20	Ca КАЛЬЦИЙ 40,08	21	Sc СКАНДИЙ 44,9559	22	Ti ТИТАН 47,88	23	V ВАНАДИЙ 50,9415	24	Cr ХРОМ 51,996	25	Mn МАРГАНЕЦ 54,9380	26	Fe ЖЕЛЕЗО 55,845	27	Co КОБАЛЬТ 58,9332	28	Ni НИКЕЛЬ 58,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4		29	Cu МЕДЬ 63,546	30	Zn ЦИНК 65,38	31	Ga ГАЛЛИЙ 69,72	32	Ge ГЕРМАНИЙ 72,64	33	As АРСЕН 74,9216	34	Se СЕЛЕН 78,96	35	Br БРОМ 79,904	36	Kr КРИПТОН 83,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5		37	Rb РУБИДИЙ 85,4678	38	Sr СТРОНЦИЙ 87,62	39	Y ИТРИЙ 88,9058	40	Zr ЦИРКОНИЙ 91,224	41	Nb НИОБИЙ 92,90638	42	Mo МОЛИБДЕН 95,94	43	Tc ТЕХНЕЦИЙ 98,9062	44	Ru РУТЕНИЙ 101,07	45	Rh РОДИЙ 102,9055	46	Pd ПАЛЛАДИЙ 106,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6		47	Ag СЕРЕБРО 107,8682	48	Cd КАДМИЙ 112,411	49	In ИНДИЙ 114,818	50	Sn ОЛОВО 118,710	51	Sb АНТИМОНИЙ 121,757	52	Te ТЕЛЛУР 127,60	53	I ЙОД 126,90545	54	Xe КСЕНОН 131,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7		55	Cs ЦЕЗИЙ 132,9054	56	Ba БАРИЙ 137,327	57	La ЛАНТАНЫ	72	Hf ГАФНИЙ 178,49	73	Ta ТАНТАЛ 180,947	74	W ВОЛЬФРАМ 183,84	75	Re РЕНИЙ 186,207	76	Os ОСМИЙ 190,2	77	Pt ПЛАТИНА 195,08	78	Pt ПЛАТИНА 195,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		79	Au ЗОЛОТО 196,9665	80	Hg РУТУТЬ 200,59	81	Tl ТАЛЛИЙ 204,38	82	Pb СВИНЕЦ 207,2	83	Bi ВИСМУТ 208,9804	84	Po ПОЛОНИЙ [209]	85	At АСТАТ [210]	86	Rn РАДОН [222]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		87	Fr ФРАНЦИЙ [223]	88	Ra РАДИЙ 226,0254	89	Ac АКТИИДЫ	104	Ku КУРАТОВИЙ [261]	105	Ns НИЛЬСБОРИЙ [261]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



Периодический закон открыт
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВЫМ в 1869 году

Li
ЛИТИЙ
3
6,94
Атомная
масса

Атомные массы приведены по Международной таблице 1981 года.
Точность последней значащей цифры – 1 или 2, если она выделена мелким шрифтом.
В квадратных скобках приведены массовые числа наиболее устойчивых изотопов.

— p-элементы
— d-элементы
— f-элементы

* лантаноиды

* актиноиды

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
В ВОДНОМ РАСТВОРЕ**

Методические указания

Составитель : Львов Александр Владимирович

В авторской редакции

Изд. № 88/2022. Объем 1 п.л. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,98.
РИИЦМ ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»